

PRO3250

PAPELMATIC

MASCARILLA FACIAL LAVABLE Y REUTILIZABLE

Mascarilla lavable y reutilizable fabricada con tejido hidrófobo y transpirable que actúa como protección para la cara en los ámbitos sanitarios y clínicos.



APLICACIONES:

Protección facial ante la amenaza de microorganismos como, por ejemplo virus o bacterias. Actúa como barrera para evitar el traspaso de los gérmenes a los profesionales, pacientes o al ambiente.

SECTORES:



HOSPITALES



RESIDENCIAS



SALAS BLANCAS



LABORATORIOS

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|---------------|--|
| Composición | 99% Poliéster microfibra 1% Carbono |
| Tipo hilatura | Microfilamentos de poliéster texturado y filamentos de carbono |
| Peso | 125 g/m ² |
| Color | Blanco y verde |
| Cierre | Lazo |

VENTAJAS:

- ✓ Tejido hidrófobo
- ✓ Propiedades antiestáticas permanentes
- ✓ Durabilidad extraordinaria
- ✓ Fácil mantenimiento
- ✓ Ligera y transpirable
- ✓ Tejido agradable, resistente y cómodo

NORMATIVAS:

Producto acreditado para ser usado en salas blancas, áreas quirúrgicas y su entorno.

Cumple con la siguiente normativa:

| | NORMATIVA | UNIDADES | RESULTADO | REQUISITOS |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| ÁREAS QUIRÚRGICAS | UNE-EN 13795:2019 | Varias | Cumple | Varios |
| CLASIFICACIÓN SALA BLANCA | ASTM F51 | | ISO5 - Glass 100 -GMP A/B | |
| LIMPIEZA MATERIA PARTICULADA | ISO9073 | IPM | 3,22 | ≤ 3,5 |
| EMISIÓN PELUSA | ISO9073 | M2PA/W | 1,91 | <6 |
| PERMEABILIDAD VAPOR | UNE-EN 31092 | IPM | 3,22 | ≤ 3,5 |
| RESISTENCIA REVENTAMIENTO SECO/HÚMEDO | ISO13938 | kPa | 199,1 / 231,5 | ≥ 40 |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | EN-29073 | N | U/590 T/170 | >20 |
| CITOTOXICIDAD | ISO10993 | Células recuperadas | 100% | Cumple |
| RESISTENCIA PENETRACIÓN MICROBIANA SECO/HÚMEDO | ISO22612 | Log ₁₀ ufc | 0/5.9 | ≤ 2 / >2.8 |
| DISIPACIÓN ESTÁTICA | UNE1149 | Tiempo de disipación | 0,01 segundos | Cumple |
| RESISTENCIA PENETRACIÓN LÍQUIDOS | UNE-EN 20811 | Cm H ₂ O | 70,8 | >20 |

RECOMENDACIONES PARA EL LAVADO:

El producto puede lavarse en máquinas lavadoras al 70% carga nominal.
No utilizar suavizantes, ni lejías, ni productos bactericidas, fungicidas, etc.
Se recomienda usar cantidades mínimas de detergente y contactar con el proveedor de los mismos previamente para obtener información sobre la dosificación.

Recomendaciones según el programa:

| | TIEMPO | TEMPERATURA | NIVEL AGUA | PRODUCTOS |
|------------------|--------|-------------|--------------|-------------------------|
| REMOJO | 2min | Agua fría | Medio | |
| PRELAVADO | 6min | 40-45 °C | Medio | Detergente prelavado |
| LAVADO PRINCIPAL | 10min | 60-70 °C | Bajo | Detergente lavado pral. |
| 1er ACLARADO | 3min | 30 °C | Alto | |
| 2do ACLARADO | 3min | 30 °C | Alto | |
| 3er ACLARADO | 3min | Agua fría | Alto | |
| NEUTRALIZACIÓN | 1min | Agua fría | Alto | |
| SECADO | 7-8min | 85-90 °C | Enfriar 2min | |